



SLT: SELECCIÓN DEL PACIENTE INDICACIONES

Las indicaciones de tratamiento con SLT son similares a las de la ALT, por lo que los pacientes con glaucoma de ángulo abierto candidatos a ALT, pueden serlo de SLT. Pero además, la SLT puede ser útil como tratamiento alternativo en los siguientes grupos de pacientes:

- 🚩 Pacientes que han recibido anteriormente tratamiento con ALT, bien 180 o incluso 360°, y su efecto hipotensor ha decaído, son susceptibles de ser tratados con éxito con SLT, ofreciendo así una alternativa a la cirugía incisional.
- 🚩 Pacientes con mal cumplimiento de su tratamiento médico, intolerancia o dificultad para la obtención o instilación del mismo.
- 🚩 Primera terapia. Por su buena tolerancia, y por la escasez de complicaciones, así como por el respeto de la arquitectura tisular de la malla trabecular, la SLT es una excelente y eficaz alternativa a la medicación antiglaucomatosa, sin tener que renunciar a volver a utilizarla en un futuro (retratamiento), y sin interferir con el resto de las modalidades de tratamiento antiglaucomatoso.
- 🚩 La SLT funciona bien en pacientes con glaucoma pigmentario, pseudoexfoliativo, juvenil y en recesión angular ⁶⁵.

NOTAS